

1543509 - Keukenweegschaal KS19 - 1 st



Beschrijving

Deze keukenweegschaal met retro fotoprint is de perfecte assistent voor meer dan alleen het ontbijt klaar te maken. Met een moderne tiptoetsbediening, een eenvoudig te reinigen glazen oppervlak en tarra wegen. Schakelt automatisch uit na lange tijd van inactiviteit en toont aan wanneer overbelast te zijn.

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543509
Gradatie weegschaal	1 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Keuken- en dieetweegschalen
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk