


## 1546268 - Linido opklapbeugel 80 cm - rvs gepolijst - wit - 1 st



### Beschrijving

Opklapbare toiletbeugel met buis diameter 28,6 mm, uitgevoerd in metaal met witte epoxy coating. Verticale statische belasting van maximaal 150 kg, zijwaartse statische belasting van maximaal 100 kg. Materiaal muur bevestigingsplaat is van glasvezelversterkt witte kunststof. In verticale positie blokkeert de beugel automatisch, zodat deze niet naar beneden kan vallen als de beugel als steun wordt gebruikt in die positie.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2603.3802-02
<b>sku</b>	1546268
<b>Categorie toiletsteunen</b>	Opklapbare toiletsteunen
<b>Kleur</b>	RVS gepolijst/wit
<b>Lengte toiletbeugels</b>	800 mm
<b>Materiaal</b>	RVS gepolijst
<b>Maximale horizontale belasting</b>	150 kg
<b>Maximale zijwaartse belasting</b>	100 kg
<b>Type verpakking</b>	Stuk