

1551590 - Medlance Plus SuperLite - 30 G x 1,2 mm - groen - 10 x 200 st



Beschrijving

Medlance® Plus Super Lite is een ideaal apparaat voor glucosespiegelcontrole, ontworpen voor kinderen en mensen met een dunne en tere huid. De speciaal ontworpen 30G naaldtip zorgt voor een hoog patiëntcomfort zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid.

Specificaties

Merk	HTL
Met prikpen	Nee
Lengte naald	1.2 mm
sku	1551590
Categorie glucometer	Priksystemen en lancetten
Maat	30 G x 1,2 mm
Type lancet	Veiligheidslancet
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos