

## 1575263 - TERGUMED 710 - Rotation



### Beschrijving

Een concept voor biomechanische verantwoorde, medische test en training binnen de rugrevalidatie. Evidence-based back training concept met real-time monitoring voor iedere patiënt op ieder oefentoestel.

#### Kenmerken Tergumed® 710 Rotation

- Afmetingen (LxBxH): 126/150/163 cm
- Totaalgewicht: 400 kg
- Quick Start en Powertraining voor snel gebruik van software
- Visuele feedback met een sinusoidale die de amplitude en de bewegingssnelheid bepaalt. Andere curves zijn ook mogelijk instelbaar
- Reproduceerbare positionering van de patiënt dankzij opslag van positioneringsdata in de software
- Traploze hydraulische/elektrische verstelling van de zithoogte
- Continue afstelling van de voetsteun
- Continue aanpassing van de hoogte van de kniestabilisator vanuit zitpositie
- Continue afstelling van de hoogte van de lumbale stabilisator
- Continue regelbare hoogte van de schouderfixatie vanuit zit
- Continue aanpassing van de lengte van de lastarm
- Regelbaar startpunt in stappen van 10°
- Ultrason sensor voor detectie van correcte belasting
- Belasting van 0-84 kg in stappen van 1 kg
- SmartPanel draaibaar en inclineerbaar in zicht van de patiënt
- Sensor voor isometrisch testen en trainen
- Sensor voor testen en trainen van ROM
- Matglas afscherming

**Smart assist ISO RFID niet inbegrepen.**

## Specificaties

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk</b>                    | Proxomed                    |
| <b>sku</b>                     | 1575263                     |
| <b>Status documenten</b>       | Vervallen                   |
| <b>Max. gewicht volwassene</b> | 180 kg                      |
| <b>Europese Regelgeving</b>    | MDD - 93/42/EEC - Klasse Im |
| <b>Type verpakking</b>         | Stuk                        |