

1560548 - COMPASS MTT - S3 MED vertical



Beschrijving

Compass® MTT-toestellen maken individueel aangepaste weerstandstraining mogelijk vanaf de vroege revalidatiefase tot gezonde en zelfs sportieve functionele trainingssessies.

De Compass® MTT S1 en S3 pulley systemen bieden een kostenbesparende oplossing voor uw praktijk: Alle fasen van de revalidatie en spieropbouw zijn beschikbaar in 1 toestel.

Kenmerken

- De trainingsbelasting kan worden aangepast aan de mogelijkheden van de patiënt
- Enkel- of drievoudig Pulley systeem
- Twee mogelijke Pulleystanden met accessoires zoals handgrepen of trekbeugel, voetriemen, ...
- Verkrijgbaar in S1-versie voor explosieve bewegingen
- Muurmodel of alleenstaand
- Beschermpaneel voor de gewichten
- Geleide katrolsystemen met duurzaam touw
- Fixatie voor Pulldown bar in lage of hoge versie
- Totale belasting 60 kg met lagers van 8 x 2,5 kg - 8 x 5 kg
- Verschillende mogelijke opties
- Leverbaar in 3 kleuren

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1560548
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk