

1541898 - Handschoenen Basics Blue nitril - niet-steriel - L - 10 x 200 st



Beschrijving

De kosteneffectieve poedervrije Nitril onderzoekshandschoenen BASICS* Blue & BASICS* White Nitril onderzoekshandschoenen zijn dunner, lichter en voordeliger dan standaard Nitril handschoenen en zijn geschikt voor een uitgebreide reeks taken. De handschoenen zijn een ideaal alternatief voor vinyl of latex onderzoekshandschoenen, terwijl ze hetzelfde comfort en de juiste barrièrebescherming bieden.

Specificaties

Merk	Halyard
Gepoederd	Nee
Manchetlengte	24 cm
Samenstelling	Nitril
Normeringen	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 420
Poederresidu	? 2,0 mg/handschoen conform EN 455-3
sku	1541898
Steriel	Nee
Dikte handpalm	0,05 mm
Dikte manchet	0,04 mm
Dikte vinger	0,07 mm
Kleur	Blauw
Kracht tot breekpunt na veroudering	6N
Kracht tot breekpunt voor veroudering	6N
Kwaliteitsniveau	AQL 1.5
Maat	L
Sterilisatie methode	Niet van toepassing
breedte handpalm	106 mm > 240 mm
Type verpakking	Karton