

1620345 - Aspiratiesonde CH08 - 53 cm - blauw - 1 dist + 1 lat. - steriel - 100 st



Beschrijving

Aspiratiesonde met centrale opening en 2 ogen, een afgeronde punt voor eenmalig gebruik. De sonde biedt een standaard goede kwaliteit met trechteraansluiting volgens internationale kleurcodering.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 40 cm
Steriel	Ja
	Nee
sku	1620345
Diameter sonde	Ch 08
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Pak