

## 1559008 - Lactona tandprotheseborstel - 1 st



### Beschrijving

De protheseborstel van Lactona is een reinigingsborstel speciaal gemaakt voor prothesen. De borstel is dubbelzijdig waardoor het voor een optimale reiniging zorgt. Door de puntige hoge borstel kunt u op de juiste manier uw uitneembare prothese reinigen.

De voorkant van de borstel heeft toelopende zijde die voor een reiniging zorgt aan de binnenkant van de prothese. De andere kant van de borstel heeft een rechte zijde. Hiermee kan de buitenkant van de prothese gereinigd worden.

### Specificaties

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>sku</b>             | 1559008   |
| <b>Geslacht</b>        | Unisex    |
| <b>Kleur</b>           | Blauw     |
| <b>Wasbaar/Wegwerp</b> | Afwasbaar |
| <b>Type verpakking</b> | Stuk      |