

## 1572203 - HEINE XP Disposable Laryngoscoop Bladen - Mac 3 - 134 mm x 14 mm - 25 st



### Beschrijving

De **HEINE XP Disposable Laryngoscoop Bladen Macintosh** combineren het populaire **Classic+ bladontwerp** met de voordelen van een wegwerpoplossing. Ze garanderen optimale veiligheid en hygiëne in elke medische setting door het risico op **kruisinfectie** volledig uit te sluiten.

#### Belangrijkste kenmerken:

- **Hygiënisch & veilig** – voorkomt besmetting van patiënt tot patiënt.
- **Uitstekende lichttransmissie** dankzij de oversized lichtgeleider.
- **Maximale helderheid** – hoogste niveau van illuminatie met HEINE 2.5V of 3.5V LED.
- **Geoptimaliseerd Macintosh-blad** – vergemakkelijkt de intubatieprocedure.
- **Patiëntvriendelijk** – minimaliseert risico op letsel of tandbeschadiging.
- **Uitzonderlijk robuust** – extreem torsiestijf, vrijwel onbreekbaar.
- **Betrouwbaar bij lage temperaturen** – plakt niet vast aan de tong.
- **Universele compatibiliteit** – geschikt voor alle handvatten volgens **ISO 7376 (groene standaard)**.

## Specificaties

<b>Merk</b>	HEINE
<b>SKU leverancier</b>	HEINF-000.22.763
<b>Herbruikbaar</b>	Nee
<b>sku</b>	1572203
<b>Blad type</b>	Mac
<b>Maat</b>	134 mm x 14 mm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk