

## 1561291 - Express-thermometer met flexibele tip - Frog - BY 11 - 1st



### Beschrijving

De schattige koortsthermometer met kikkerdesign van **Beurer** maakt het meten van koorts bij uw baby uiterst eenvoudig. Met een temperatuuralarm vanaf 37,8°C, geeft de metingen weer in °C en °F, is waterdicht. Schakelt automatisch uit en geeft een signaal wanneer de meting klaar is.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Digitaal</b>	Ja
<b>Infrarood</b>	Nee
<b>Koorts alarm</b>	Ja
<b>Contactloos</b>	Nee
<b>Flexibele tip</b>	Ja
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>Low battery indicatie</b>	Nee
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1561291
<b>Meetsnelheid</b>	10 sec
<b>Type thermometer</b>	Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk