

1501898 - Standaard bedpan - pulp - 100 st



Beschrijving

Standaard bedpan vervaardigd uit pulp houdt vocht 4 uur vast en stimuleert de zelfstandigheid van de gebruiker. Kan zowel gebruikt worden tijdens het toiletbezoek als in een toiletstoel. Inhoud: 2 l.

Specificaties

Merk	Vernacare
Deksel	Nee
Samenstelling	100% pulp
Autoclaveerbaar	Nee
sku	1501898
Soortgelijke producten	Ja
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos