

## 1106233 - Naaldcontainer - vierkant - 2 L - 1 st



### Beschrijving

Naaldcontainer voor scherpe voorwerpen en regelmatig gebruik met een handgreep. Het deksel is voorzien van een tijdelijke en permanente sluiting om naalden te verwijderen. Met klepsysteem dat een maximale veiligheid biedt tijdens het gebruik dat voorkomt dat voorwerpen of afval lekt dat al in de container ligt.

### Specificaties

<b>Product afmetingen</b>	B 15 cm, H 20 cm, L 15 cm
<b>Gewicht product</b>	0.243 kg
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>sku</b>	1106233
<b>Inhoud</b>	2 l
<b>Vorm</b>	Vierkant
<b>Type verpakking</b>	Stuk