

1540943 - Valiant 2 cpet - loopband ergometer



Beschrijving

Modern vormgegeven loopband speciaal ontworpen voor cardio-pulmonale inspanningstesten. Deze loopband wordt standaard geleverd met een communicatiemodule en kan daardoor eenvoudig worden aangestuurd door alle bekende stress ECG- en longapparaten ter wereld. De lage opstaphoogte maakt de loopband uitermate geschikt voor alle proefpersonen op het gebied van cardiologie en longfunctie. De noodstop met magnetisch koord op de standaard handrail vooraan zorgt voor extra veiligheid van de gebruiker. De Valiant 2 cpet biedt een soepele acceleratie vanaf 0 km/h en is traploos instelbaar in een bereik van 0,5 - 20 km/h. De standaardverhoging is 0-25% en het loopoppervlak is 50 x 150 cm. De Valiant cpet wordt standaard geleverd zonder display.

Specificaties

Merk	Lode
sku	1540943
Soortgelijke producten	Ja
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk