

1010825 - Koffiebeker 510 - blauw - 375 ml - 1 st



Beschrijving

Koffiebeker 510 met 1 handvat heeft de look van keramiek of porselein en ligt comfortabel in de hand. Combineerbaar met verschillende tuitjes.

Specificaties

Samenstelling	Polyproyleen
Deksel	Nee
Handvat	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Nee
sku	1010825
Inhoud	375 ml
Kleur	Blauw
Type verpakking	Stuk