

1003992 - Leukoplast® soft white - op rol - 4 cm x 5 m - 1 st



Beschrijving

Leukoplast soft white wondpleister is vervaardigd uit 100% non-woven materiaal met een acryl kleeflaag en een polyethyleen omhulsel. De **BSN** wondpleister is geschikt voor het afdekken en verbinden van kleine wondjes bij een gevoelige huid. De wondpleisters zijn zeer lucht -en waterdampdoorlatend, en zeer geschikt voor patiënten met een gevoelige huid zoals baby's.

Specificaties

Merk	BSN
Samenstelling	100% non-woven materiaal, acryl kleeflaag, polyethyleen omhulsel
Kompres	Ja
Geperforeerd	Nee
sku	1003992
Steriel	Nee
Kleur	Wit
Maat	4 cm x 5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk