

1533005 - Hoofdkussen met uitneembare vulling - L 60 x B 60 cm - 1 st



Beschrijving

Hoofdkussen dat anti-allergisch is en brandvertragend, gevuld met een uitneembare vulling met soft ball-vulling. Mag gewassen worden tot 85° C.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	B 60 cm, L 60 cm
Samenstelling	100% katoen
sku	1533005
Kleur sloop	Wit
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	85° C
Type verpakking	Stuk