

1014416 - 3M™ Precise™ Skin Stapler - 25 nietjes - 1 st



Beschrijving

Dit eenvoudige model van 3M™ zorgt voor lage gebruikskosten en biedt constante, betrouwbare resultaten. Het handige kleine formaat met tangachtig bedieningsconcept biedt vele gebruiksmogelijkheden, zelfs voor moeilijk bereikbare delen van het lichaam. Het automatisch loslatingsysteem voorkomt dat het toestel blokkeert, de gebogen kop zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid van het nietje bij het plaatsen. Geschikt voor eenmalig gebruik, de nietjes zijn gebogen.

Specificaties

Merk	3M™
Steriel	Ja
sku	1014416
Aantal nietjes	25
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk