

1553089 - MoVeS Loop Ø 28 cm - licht (geel) - 1 x 10 st



Beschrijving

De gloednieuwe MoVeS Loop Set is echt een sportschool in een tas. Deze handige tas bevat vier kwaliteit MoVeS Loops, elk met een andere weerstand en een handleiding. Ze zijn perfect voor het trainen van veel verschillende spieren in je lichaam: arm curls (biceps), externe rotatie (schouder), squats (dijen), etc.

Specificaties

Merk	MVS
Product afmetingen	B 28 cm
sku	1553089
Kleur	Geel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk