

1532598 - Rosidal® Haft -cohesieve korte rek windel - 6 cm x 5 m - 1 st



Beschrijving

L&R Rosidal® Haft cohesieve beproefde korterek windel met een verbeterde kwaliteit. Deze windel wordt gebruikt voor de behandeling van vaatziekten zoals flebologische (aderaandoening zoals bv. spataders) of lymfologische aandoeningen (bv. oedeem) en na sclerosering en vaatchirurgische procedures. De compressiedruk blijft gedurende een langere tijd behouden, dit is dankzij de mate van stijfheid van het verband. De hoge werkdruk en tevens lage- rustdruk goed te verdragen. De windel dient ook ter ondersteuning en ontlasting van gewrichtskapsels overtuigt Rosidal haft met zijn dichtere weefselstructuur. De zelfkanten zorgen voor een nette afsluiting zonder rafels. De windel is 60% elastisch in de lengterichting, gemaakt van katoen en synthetisch garen met en micropunt natuurrubberlatexcoating.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	99 % katoen, 1 % synthetisch garen, met een micropunt natuurrubberlatexcoating
Steriel	Nee
Zelfklevend	Ja
sku	1532598
Kleur	Cream
Maat	6 cm x 5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk