

1572524 - Stellar 170 - actieve tillift - 1 st



Beschrijving

Stellar 170 is een actieve tillift met een compacte en elegante uitstraling die de patiënt hulp geeft om te staan. Om gebruikers van bed naar stoel of van stoel naar stoel te transporteren. Stellar 170 wordt gebruikt in particuliere woningen, rusthuizen en ziekenhuizen. Het ontwerp van de haak draagt bij aan meer comfortabel tillen en maakt gebruik van de voordelen van de sling-eigenschap. De tilarm heeft 2 handgrepen, voor een meer natuurlijke grip voor de gebruiker tijdens het transfer. De haken zorgen altijd voor een veilige en eenvoudige bediening.

De tilband bevestigen gebeurt eenvoudig door de tilband omlaag te trekken en omhoog om te openen. De kniesteun is in de hoogte en diepte te verstellen, om de zorgvrager optimaal te ondersteunen tijdens het transfer. Het ontwerp van het onderstel biedt ruimte voor de benen van de gebruiker waardoor de overdracht veiliger en comfortabeler wordt. De gebogen poten zorgen voor een bredere basisspreiding om toegang te krijgen tot stoelen of rolstoelen.

Voordelen

- Hoog-laag hefbereik 800-1600 mm
- Compact met een kleine draaicirkel 1060 mm
- Smal en stabiel chassis, past door deuren met een breedte van 700 mm
- Elektrische pootverstelling met een maximale breedte van 920 mm
- Easy clean met gladde oppervlakken zonder gladde contouren

Specificaties

Merk	Ergolet
Gewicht product	51.6 kg
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1572524
Maximale tilbelasting	170 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk