

1543488 - HK 55 verwarmingskussen multifunctioneel - 100 W - 1 st



Beschrijving

Het warmtekussen kan door een eenvoudige bevestiging gebruikt worden voor de buik, rug en gewrichten. Het kan ook opgerold gebruikt worden als nekverwarmingskussen. Het kussen heeft 3 temperatuurstanden en warmt snel op, heeft een **Beurer** veiligheidssysteem (BSS) en schakelt automatisch uit na 90 min. Het velours kussen vervaardigd uit zacht ademend katoen mag in het wasmachine tot 30°.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 30 cm, L 59 cm
SKU leverancier	21413
Vermogen	100 W
CNK-code	CNK 2844-132
Machine wasbaar	Ja
Ademend	Ja
Snelle verwarming	Ja
Hoes inclusief	Nee
Wasbare hoes	Nee
Beveiligingssysteem	Ja
Temperatuurniveaus	3
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543488
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk