

1549688 - Warmhoudkast - 16-vaks - 1 st



Beschrijving

De warmhoudkasten van Stöpler zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen en ontworpen om middelen en materialen onder de gewenste temperaturen warm te houden. Dit betrouwbare product levert nauwkeurige resultaten aan medische professionals in diverse instellingen.

De stevige constructie heeft een lange levensduur en een lichtgewicht ontwerp die gemakkelijk te vervoeren is en op te bergen.

Specificaties

| | |
|------------------------|---------|
| Merk | Stöpler |
| Tube | Nee |
| Pompsysteem | Nee |
| sku | 1549688 |
| Type verpakking | Stuk |