

1510519 - WelchAllyn welch allyn digitale bloeddrukmeter probp 3400 - op rollend statief - surebp technologie - 2 slangen flexiport manchet maat 11 en 12 - 1 st



Beschrijving

De PROBP 3400 digitale bloeddrukmeter ligt compact in de hand en is net zo nauwkeurig als de toonaangevende monitoren voor vitale functies van **Welch Allyn**. Bovendien is het lichte ontwerp makkelijk mee te nemen voor verschillende metingen. De bloeddrukmeter kan gebruikt worden in de hand, op een rollend statief, op een bureausteun of aan de muur bevestigd worden. Inclusief een volwassen manchet en een grotere manchet.

De **SureBPTM NIBD technologie** leest de bloeddruk af terwijl de manchet in ongeveer 15 seconden wordt opgeblazen – snel en comfortabel – om het knijpen te vergemakkelijken wanneer de metingen langer duren.

Hij minimaliseert foutcodes, zelfs wanneer er veel beweging is of als de patiënt een zwakke pols heeft en meet tijdens het oppompen. De USB-bedrade technologie maakt de integratie mogelijk om EPD/EMR-systemen te selecteren.

PROBP 3400 is compatibel met manchetmaten (maat 8 tot maat 13) van Welch Allyn, variërend van volwassenen tot kind. Uitgerust met een lithiumbatterij dat tot 100 metingen oplevert per oplaadbeurt, voldoet aan de AAMI-standaard normen (BHS, A/A-validatie) dat nauwkeurige metingen aantoont.

De PROBP 3400 bloeddrukmeter op rollend statief wordt geleverd met 2 slangen en Flexiport manchet maat 11 en 12.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1510519
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk