

1543460 - Infrarood oorthermometer - FT 58 - 1 st



Beschrijving

De oorthermometer van **Beurer** is bij uitstek geschikt voor hygiënische en veilige metingen. Hij kan ook worden gebruikt om de temperatuur van een voorwerp te meten, geeft de temperatuur weer in zowel C° en °F en geeft tegelijkertijd ook steeds de kamertemperatuur weer. Wanneer de thermometer klaar is met de meting wordt dit aangegeven met een waarschuwingssignaal.

Voordelen

- Met verwisselbare beschermkap (10 stuks inbegrepen)
- Lage batterij indicator
- Met opbergdoos

Specificaties

Merk	Beurer
Digitaal	Ja
Infrarood	Ja
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Ja
Flexibele tip	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543460
Meetsnelheid	Bijna onmiddellijk
Type thermometer	Oorthermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk