

1559276 - Surflo™ - Vleugelnaalden met protector - 23G x 19 mm - lengte tube 90 mm - 50 st



Beschrijving

De surflo™ vleugelnaalden met leiding zijn bedoeld om vloeistoffen in het vasculaire systeem te brengen na venapunctie (eenmalige of kortdurende intraveneuze toediening). Ze bevatten het beste van Terumo's naaldtechnologie, waardoor een soepele huidpenetratie mogelijk is.

Om stabiliteit en grip tijdens venapunctie te garanderen, zijn de surflo™ naalden uitgerust met kleurgecodeerde (ISO), in elkaar grijpende vleugels. Dankzij de licht gehoekte vleugels (<3° ten opzichte van de canule) wordt er minder druk uitgeoefend op het bloedvat bij het aanprikken. Om een constante doorstroming te bevorderen, is het materiaal van de slang flexibel en knikvrij.

Terumo's surflo™ vleugelnaalden met leiding zijn vrij van DEPH en bevatten geen componenten van natuurlijk rubberlatex. Ze zijn gesteriliseerd met ethyleen oxide.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SV*S23NL09
Samenstelling	• Tube: polyvincryl chloride • Vleugelhub: polyvincryl chloride • Canule: roestvrij staal • Adapter: PMMA • Adapter dop: polypropyleen • Surshield protector: polypropyleen • Veiligheids hing: ABS • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
sku	1559276
Latex vrij	Ja
Afmeting	23G x 19 mm
Kleur	Blauw
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos