

1575146 - Smart assist ISO RFID of Chip Card



Beschrijving

Smart assist ISO RFID of Chip Card, te gebruiken met de Tergumed / Compass toestellen van het merk Proxomed. Touchscreen van 8".

Een concept voor biomechanische verantwoorde, medische test en training binnen de rugrevalidatie. Evidence-based back training concept met real-time monitoring voor iedere patiënt op ieder oefentoestel.

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1575146
Type verpakking	Stuk