


1543931 - Renol sloop katoen voor positioneringskussen lang - 26 x 35 cm x 280 cm - 1 st



Beschrijving

Afneembare overtrek in katoen en wasbaar in de machine.

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RCM12288
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Samenstelling	Katoen
sku	1543931
Kleur sloop	Blauw
Materiaal	Katoen
Merk positioneringsmateriaal	Renol
Wasbaar	60 °C
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk