


## 1543931 - Renol sloop katoen voor positioneringskussen lang - 26 x 35 cm x 280 cm - 1 st



### Beschrijving

Afneembare overtrek in katoen en wasbaar in de machine.

## Specificaties

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merk</b>                         | Renol                                                                                        |
| <b>SKU leverancier</b>              | RCM12288                                                                                     |
| <b>Normeringen</b>                  | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| <b>Samenstelling</b>                | Katoen                                                                                       |
| <b>sku</b>                          | 1543931                                                                                      |
| <b>Kleur sloop</b>                  | Blauw                                                                                        |
| <b>Materiaal</b>                    | Katoen                                                                                       |
| <b>Merk positioneringsmateriaal</b> | Renol                                                                                        |
| <b>Wasbaar</b>                      | 60 °C                                                                                        |
| <b>Europese Regelgeving</b>         | MDR - 2017/745/EU - Klasse I                                                                 |
| <b>Type verpakking</b>              | Stuk                                                                                         |