

## 1571902 - kMeter Module II - kBox4/5 Active

### Beschrijving

De kMeter Module II is speciaal ontwikkeld om nauwkeurig vermogen en energie te meten en kracht te schatten tijdens krachttraining. Het wordt gebruikt door coaches en fysiotherapeuten, maar ook rechtstreeks door atleten en patiënten.

Het systeem meet draadloos de rotatie van het vliegwiel met hoge nauwkeurigheid en gebruikt een smartphone app met een eenvoudige en toegankelijke interface om de belangrijkste trainingsresultaten te presenteren, waaronder:

- Concentrische en excentrische kracht
- Bewegingsbereik
- Kracht
- Excentrische overbelasting
- Energieverbruik

### Specificaties

<b>Merk</b>	Exxentric
<b>sku</b>	1571902
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk