

1551116 - Onderzoekstafel Optimus 3 Echo - elektrisch in hoogte verstelbaar - 1 st



Beschrijving

De Optimus 3 ECG is voorzien van een speciale uitsparing voor echografie en ECG. Dit deel kan worden weggekapt zodat er een opening ontstaat. Het hoofddeel en de rugklep zijn voorzien van een gasveer en daardoor traploos te verstellen. Doordat deze echotafel uit drie delen bestaat kan deze ook in stoelstand worden gezet.

Deze tafel is naadloos gestoffeerd. Dat betekent dat er geen stickranden te vinden zijn en dat vergemakkelijkt het reinigingsproces. De bekleding mag afgenomen worden met lauwwarm water en zeep. Bij hardnekkige vervuiling kan eventueel een ander, verdund schoonmaak of reinigingsmiddel gebruikt worden. Wij raden het gebruik van alcohol en bleekmiddel af.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 197 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	60 - 110 cm
Hefvermogen	175 kg
sku	1551116
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Kleur	Blauw
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk