

1545114 - SLK II - oplegmatras met mechanische motor - 90 x 200 x 14 cm - 1 st



Beschrijving

SLK II is een wisseldruksysteem dat als oplegmatras gebruikt dient te worden en bedoeld is voor intensief gebruik in verzorgingstehuizen. Ze is bestemd voor patiënten met een klein tot middelgroot risico of een aanwezigheid van decubitus tot stadium 3. Deze matras is vervaardigd uit 17 zuivere polyurethaan cellen, waarvan er 9 voorzien zijn van luchtstroom, met een SLK Care-Text™ hoes om schuifkrachten te verminderen. Deze hoes is bestand tegen ontsmettingsmiddelen, ondoordringbaar voor vloeistoffen en wasbaar tot 60 °C.

Voordelen

- Alarm bij lage druk
- Loopt snel leeg door CPR-functie in koffer
- MCS (Micro Chip Control)

Specificaties

Merk	SLK
sku	1545114
Kleur	Groen
Max. gewicht volwassene	135 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk