

1561362 - Intrafix SafeSet® - perfussieset - air luer lock - leiding 180 cm - 1 x 100 st



Beschrijving

De **B. Braun** Intrafix SafeSet® bevat een primeStop beschermkap aan het einde van de lijn, waardoor de hydrofobe, bacteriedichte membraan voorkomt dat de vloeistof ontsnapt en zorgt voor automatische ontluchting van de infuuslijn. Bovendien is er een scherpe piercing spike om gemakkelijk door te prikken en een bacteriedichte ontluchting met kap. Ook bevat het een flexibele pompkamer voor eenvoudige en snelle aanpassing van het vloeistofniveau. Wat betreft de drukbestendigheid, deze kan tot 2 bar en is geschikt voor het gebruik met infuuspompen.

Voordelen

AirStop membraan in de druppelkamer:

- Filtermembraan ? 15 µm ter bescherming tegen grove deeltjes.
- Werkt als een barrière; het binnendringen van lucht in de verbindingsleiding wordt voorkomen.

Specificaties

Merk	Braun
Product afmetingen	L 180 cm
Steriel	Ja
Samenstelling	Tube: PVC
Latex vrij	Ja
sku	1561362
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos