

1550804 - Onderzoekstafel Ritter 224 - elektrisch - seamless bekleding - 1 st



Beschrijving

De **Ritter 224 Barrier-Free® Onderzoekstafel** is speciaal ontworpen om iedere patiënt – van senioren tot minder mobiele personen en mensen met overgewicht – comfortabel en veilig te onderzoeken. Dankzij de elektrische hoog/laag verstelling van 46 tot 94 cm is deze onderzoekstafel volledig toegankelijk en verlaagt u de fysieke belasting voor zorgverleners. Zo creëert u een veilige en efficiënte werkomgeving, zowel voor uw patiënten als voor uzelf.

Comfort voor patiënt en zorgverlener

- Elektrische hoog/laag verstelling via handig voetpedaal
- Brede, naadloze kussens met geïntegreerde hoofdsteun
- Rugleuning verstelbaar met gasveer voor optimale ondersteuning
- Gynaecologische positionering mogelijk dankzij 5,5° kantelbare zitting en geïntegreerde hielsteunen
- Uitschuifbare voetenplank en ingebouwd opvangbekken
- Voorzien van 1 volledig uitschuifbare lade aan de voorzijde
- 2 ingebouwde papierrolhouders (waarvan 1 voor een reserve rol)

Hygiëne en eenvoudig onderhoud

- Naadloze kussens, eenvoudig afneembaar voor schoonmaak
- Lade uit één stuk gegoten ABS met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging
- In rugleuning ingebouwde papierrolhouder
- Alle oppervlakken vlot toegankelijk voor schoonmaak en desinfectie
- Afneembare, steriliseerbare opvangpan in ABS-kunststof

Maximale toegankelijkheid

- Elektrische hoogteverstelling van 46 tot 94 cm maakt de Ritter 224 bijzonder geschikt voor senioren en minder mobiele patiënten
- Volledige breedte van de bekleding (77,5 cm) met licht uitstekende rand voor extra stabiliteit
- Compact design dat slechts 1 m² in beslag neemt

Technische eigenschappen

- Draagvermogen: tot 225 kg
- Hoogte: elektrisch verstelbaar van 46 – 94 cm
- Breedte (inclusief kussens): 77,5 cm
- Lengte (met uitgeschoven voetenplank): 193 cm
- Gewicht: 185 kg
- Papierrolhouder geschikt voor rollen tot 61 x 61 cm (Ø 9 cm)
- Voorzien van stelvoetjes voor maximale stabiliteit
- Verkrijgbaar in diverse standaardkleuren

Specificaties

Merk	Midmark
Product afmetingen	B 77 cm, L 193 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	46-94 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
sku	1550804
Aantal delen	3-delig
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk