

1106364 - Seca 877 digitale personenweegschaal met moeder-kind functie - klasse III - 200 kg - 1 st



Beschrijving

Weegschalen voor mobiel gebruik moeten licht zijn. De compacte seca 877 weegt amper 4,2 kilogram, maar is toch heel stabiel en geschikt voor patiënten tot 200 kilogram. Ze staat stevig op vier nivelleervoeten die de stabiliteit garanderen, zelfs wanneer kleine kinderen worden gewogen terwijl een volwassene ze vasthoudt. De moeder/ kind-functie bepaalt de tara van het gewicht met slechts een druk op de knop.

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Merk | Seca |
| Geheugen | Nee |
| Gekalibreerd | Nee |
| Max. gewicht | 200 kg |
| Met meetlat | Nee |
| BMI indicatie | Nee |
| Bebat tax | 0.05 EUR |
| Automatisch step-on functie | Ja |
| Automatische switch-off functie | Ja |
| sku | 1106364 |
| Gradatie weegschaal | 100 g < 150 kg > 200 g |
| Klasse weegschalen | Klasse III |
| Type weegschaal | Digitale vlakke weegschalen |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse Im |
| Type verpakking | Stuk |