

1624643 - HEINE visionPRO Mac 4 - Single-Use laryngoscoopblad - 50 st



Beschrijving

De **HEINE visionPRO Macintosh single-use bladen** zijn de **eerste wegwerp laryngoscoopbladen ter wereld gemaakt van upcycled materiaal**. Voor de productie worden onderdelen uit afgedankte koelkasten zorgvuldig gerecycleerd. Dit innovatieve proces zorgt ervoor dat er jaarlijks ongeveer **200 ton CO₂-uitstoot wordt bespaard** – een belangrijke stap richting duurzame medische technologie.

Daarnaast zijn de bladen voorzien van het unieke **HEINE FixLock-systeem**, dat een **stabiele en veilige bevestiging** garandeert tijdens intubatieprocedures. Dit slimme design is inmiddels beschermd door diverse nationale en internationale industriële eigendomsrechten.

Belangrijkste kenmerken

- **Wereldprimeur:** eerste laryngoscoopbladen gemaakt van **upcycled materiaal**
- **Milieuvriendelijk:** bespaart ca. **200 ton CO₂ per jaar**
- **HEINE FixLock-systeem:** stabiele en veilige bevestiging van het blad
- **Wegwerpdiseing:** voorkomt kruisbesmetting en verhoogt patiëntveiligheid
- **Smart design:** bekroond met diverse industriële eigendomsrechten
- **Compatibel met HEINE visionPRO systemen**

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINF-000.22.254
Herbruikbaar	Nee
sku	1624643
Blad type	Mac
Maat	4
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos