

1024352 - Lenkelast® - elastische steunwindels - 6 cm x 5 m - 10 st



Beschrijving

L&R Lenkelast® is een universele elastische steunwindel met gemiddelde rek. Een duurzame, gripvaste windel om te gebruiken voor alle lichaamsvormen. Dit strekt zich uit van het dagelijkse fixatieverband bij wondverzorging en spalkverbanden via het steunen en ontlasten tot aan lichte compressie. Het fijne weefsel is luchtdoorlatend en huidvriendelijk door de combinatie van 65% katoen en 35% polyamide.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	64% katoen, 35% polyamide, 1% elastaan
Steriel	Nee
Zelfklevend	Nee
sku	1024352
Kleur	Wit
Maat	6 cm x 5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos