

1104566 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter 767 - wandmodel - 2 slangen - flexiport manchet maat 11 - 1 st



Beschrijving

De veelzijdige manuele bloeddrukmeter 767 aneroïdemeter is gebaseerd op de bijna honderd jaar ervaring die **Welch Allyn** heeft opgedaan met het bouwen en ontwerpen van innovatieve bloeddruktechnologie en is de slimme keuze voor nauwkeurige en betrouwbare metingen in uw gehele organisatie. Verbeterde ergonomie en een nieuw modern ontwerp zorgen voor een makkelijk te gebruiken bloeddrukaneroïdemeter, ontwikkeld met het oog op efficiëntie van personeel en organisaties. Verzonken, met laser gegraveerde wijzerplaat met aanwijzer met hoog contrast biedt gecertificeerde nauwkeurigheid om fouten te verminderen en de patiëntenzorg te verbeteren.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1104566
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk