

1576390 - Detectaplast® premium - blauw - 2 x 12 cm - 1 x 100 st



20 X 120 mm



100 pcs/box

Beschrijving

De Detectaplast Premium pleisters zijn waterafstotend, vuilwerend én elastisch, gemaakt uit sterk poly-urethaan materiaal. De PU-film laat enerzijds de huid ademen, wat belangrijk is voor een goede wondgenezing. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat de huid niet vochtig wordt onder de pleister waardoor de pleister sneller los zou komen. Anderzijds beschermt de PU-film de wonde ook tegen water, vuil, bacteriën en virussen.

Specificaties

Merk	Detectaplast
Steriel	Nee
Kompres	Ja
Geperforeerd	Nee
Samenstelling	Bestaat uit zeer sterk PU (Polyurethaan) materiaal en is latexvrij
sku	1576390
Kleur	Blauw
Maat	2 x 12 cm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos