

1000016 - Micro-Fine™ pennaalden - 31G x 5 mm - lila - 100 st



Beschrijving

BD Micro-Fine™ pennaalden zijn compatibel met alle injectiepenen voor diabetesbehandeling, onafhankelijk welke pen of insuline gebruikt wordt. De pennaalden zijn ontworpen om de volledige insulinedosis te injecteren zonder verstopping, blokkage of lekkage. Ze bevatten een glijmiddel om de huidpenetratie te verbeteren en het comfort van de patiënt te verhogen. Bovendien is de naald elektrolytisch-gepolijst van chirurgische kwaliteit voor een extra gladheid, de maximale diameter van de naald resulteert in een betere insulinedoorstroming en een kleinere drukkracht bij de injectie. Afhankelijk van de naaldlengte die u gebruikt wordt een bepaalde injectietechniek geadviseerd, dit om er zeker van te zijn dat de insuline steeds subcutaan geïnjecteerd wordt. Geschikt voor diabetes type patiënten type 2.

Specificaties

Merk	BD
Steriel	Ja
Lengte naald	5 mm
Diameter naald	0.25 mm
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1000016
Afmeting	31G x 5 mm
Kleur	Paars
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos