

1611094 - Instant Hot Pack - 13 x 17,5 cm - 25 st



Beschrijving

Ontdek **Dispo HOT**, het innovatieve warmtepakket voor eenmalig gebruik. Gemaakt van hoogwaardige niet-geweven stof, biedt dit warmtepak onmiddellijke verlichting en comfort waar en wanneer je het nodig hebt.

Hoe werkt het?

Druk simpelweg op het midden van de verpakking en binnen enkele seconden bereikt het pak een aangename temperatuur van +50°C.

Handig verpakt in een personaliseerbare koffer, perfect afgestemd op jouw behoeften. Dispo HOT is een Klasse II medisch hulpmiddel, geschikt voor professioneel én thuisgebruik.

Voordelen op een rijtje:

- Direct toepasbaar: Geen voorbereiding nodig
- Eenmalig gebruik: Altijd hygiënisch
- Compact en draagbaar: Perfect voor in je sporttas of EHBO-kit

Specificaties

Merk	Covarmed
sku	1611094
Type verpakking	Doos