

1601414 - Naaldcontainer vierkant 4L met brede opening - 1 st



Beschrijving

Naaldcontainer voor scherpe voorwerpen en regelmatig gebruik met een handgreep. Het deksel is voorzien van een tijdelijke en permanente sluiting om naalden te verwijderen. Met klepsysteem dat een maximale veiligheid biedt tijdens het gebruik dat voorkomt dat voorwerpen of afval lekt dat al in de container ligt.

Specificaties

Product afmetingen	B 16.7 cm, H 24.7 cm
Samenstelling	Polypropyleen
sku	1601414
Product diepte	16.7 cm
Inhoud	4 l
Vorm	Vierkant
Type verpakking	Stuk