

1518930 - Gyneas Preciso hechtingskit - steriel - 48 st



Beschrijving

Gyneas "Preciso" hechtingskit voor ontworpen voor gekwalificeerde professionals voor het plaatsen van hechtingen, het grijpen van weefsel en het doorsnijden van de huid of elke andere zorg waarvoor deze sets nodig zijn. De "Precision" hechtset wordt gebruikt in ziekenhuizen, dokterspraktijken, spoedeisende hulp en postoperatieve zorg. De klassieke hechtset is steriel en voor eenmalig gebruik.

Specificaties

Merk	Gyneas
Inhoud steriele sets	Micro Halsey naaldhouder 13 cm: 1st, Adson ultra fijne pincet: 1st, iridectomieschaar: 1st, steriel veld: 1st, gaaskompres: 5st
sku	1518930
Blister	3-delig
Type verpakking	Doos