

1547084 - Renol multifuntioneel kussen -b 20 cm x l 80 cm - 1 st



Beschrijving

De Multi-Function met ergonomische polystyreenkorrels is een cilindervormig kussen met een breed toepassingsgebied. Tijdens de laterale decubituspositie houdt het de patiënt op zijn plaats ter hoogte van de buik, en voorkomt zo dat hij naar de zijkanten rolt en tegen de bedhekken stoot. Het kan worden gebruikt tussen de benen, onder de knieën of de enkels om wrijving te voorkomen.

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RCM15000
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Samenstelling	PU
sku	1547084
Kleur sloop	Blauw
Maat	20 x 80 cm
Materiaal	PU
Merk positioneringsmateriaal	Renol
Wasbaar	nvt
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk