

1601804 - Keiser Iron Neck Pro 3.0



Beschrijving

Maak kennis met het enige systeem voor nektraining met 4-in-1 voordelen voor herstel, preventie, houding en mobiliteit.

De Iron Neck 3.0 Pro is een revolutionair trainingsapparaat ontworpen om de kracht en stabiliteit van de nek te verbeteren. Of je nu een atleet bent die zijn prestaties wil verbeteren of gewoon je algemene nekgezondheid wil verbeteren, de Iron Neck 3.0 pro is er voor jou.

Het apparaat heeft een strak en duurzaam ontwerp dat zelfs de meest intensieve trainingen aankan. Dankzij de instelbare weerstandsniveaus kun je de training aanpassen aan je specifieke behoeften en doelen. En dankzij het lichte en draagbare ontwerp kun je hem overal mee naartoe nemen.

Maar daar houden de voordelen niet op. Het is aangetoond dat dit innovatieve trainingsapparaat de stabiliteit van de nek verbetert, waardoor het risico op blessures afneemt. Het kan ook helpen de houding te verbeteren, hoofdpijn en nekpijn te verminderen en de algemene sportprestaties te verbeteren.

Het grootste verschil met de gewone 3.0 is dat de Pro-variant een dynamisch spanningsremsysteem met haptische feedback heeft, afgestemd op het bieden van weerstand tegen hoofdrotatie. Krijg de nekpijnverlichting en mobiliteit die je nodig hebt om ongeremd je leven te leiden.

Specificaties

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Merk | iron_neck |
| Verpakking afmetingen | B 38 cm, H 13 cm, L 38 cm |
| SKU leverancier | IN3PB |
| sku | 1601804 |
| Kleur | Zwart |
| Type verpakking | Stuk |