

## 1517594 - Bloedafnamestoel Deneo.lab - vaste hoogte - ronde voet - rotatie - Sit&Go functie - 1 st



### Beschrijving

**Promotal** Bloedafnamestoel Deneo.lab vaste hoogte met Sit&Go functie biedt een hoog comfort aan de gebruiker en de zorgverlener, dit is een ontvangstand op 50 cm hoogte van de grond. De stoel kan in 4 verschillende standen gebruikt worden, dat zich aanpast aan de zorgcontext en draait 360°. De stoel heeft een aangepaste hoek van de kniesteunen voor een gemakkelijkere toegang. De bekleding is gemaakt van een epoxycoating, is naadloos en brandvertragend, makkelijk te onderhouden. De handgrepen zijn gemaakt van polyurethaan en kunnen gedemonteerd worden indien gewenst.

## Specificaties

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Merk</b>                       | Promotal                                          |
| <b>Product afmetingen</b>         | B 55.5 cm, L 145.5 cm                             |
| <b>Wielen inbegrepen</b>          | Nee                                               |
| <b>Hoogteverstelbaar</b>          | Nee                                               |
| <b>Hoogte</b>                     | 50 cm                                             |
| <b>Papierrolhouder inbegrepen</b> | Nee                                               |
| <b>Samenstelling</b>              | Bekleding: epoxycoating, handgrepen: polyurethaan |
| <b>Normeringen</b>                | ISO 13485:2016                                    |
| <b>sku</b>                        | 1517594                                           |
| <b>Aantal delen</b>               | 1-delig                                           |
| <b>Hoogteverstelling</b>          | nvt                                               |
| <b>Europese Regelgeving</b>       | MDR - 2017/745/EU - Klasse I                      |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                                              |