

1603857 - Cuticell® Classic gaaskompres - 10 x 40 cm - steriel - 10 st



Beschrijving

Cuticell® Classic steriel paraffine gaaskompres heeft een minimale inkleefkracht, houdt het wondbed vochtig en laat het exsudaat op een natuurlijke wijze door. Het is aangewezen bij tal van oppervlakkige wonden zoals brandwonden, scheurwonden en sommige ulcera.

Specificaties

Merk	BSN
Samenstelling	Paraffine
Steriel	Ja
sku	1603857
Lagen	1 laag
Maat	10 x 40 cm
Sterilisatie methode	Radiatie
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos