

## 1575413 - Elmasonic Med 30 - exclusief mandje - 1 st



### Beschrijving

**Elmasonic Med** machines worden gebruikt voor de voorreiniging van instrumenten, protheses en implantaten in medische en dentale centra, ziekenhuizen, dental laboratoria, podologie centra, tattoo en piercing studio's. De combinatie van een ultrasone frequentie van 37 kHz met 5 ultrasone modes zorgt ervoor dat zelfs hardnekkige verontreinigingen kunnen verwijderd worden.

### Specificaties

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                         | Elma Sonic                   |
| <b>Volume bokaal</b>                | 1600 ml                      |
| <b>Buitenafmetingen (l x h x d)</b> | 305 x 230 x 170 mm           |
| <b>Binnenafmetingen (dxD)</b>       | 220 x 95 x 120 mm            |
| <b>sku</b>                          | 1575413                      |
| <b>Europese Regelgeving</b>         | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>              | Stuk                         |