

1560064 - Pennine Levins tube ch10 - 125 cm X-ray line - open end - 50 st



Beschrijving

De Pennine Levin-sonde is een hoogwaardige nasogastrische sonde, ontworpen voor **gastro-intestinale voeding, aspiratie van maag- en darmsappen en intestinale decompressie**. Deze flexibele, gebruiksvriendelijke sonde wordt via de neus ingebracht in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal.

Voorzien van een **röntgenzichtbare marker**, een duidelijke schaalverdeling, een **open tip, vier laterale zijopeningen** en een kleurgecodeerde trechterconnector voor eenvoudige identificatie en veilige aansluiting op toedieningssystemen. Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en andere medische instellingen.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 125 cm
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none">• Buis- en trechterconnector – PVC (DEHP-vrij); Radio-opake lijn (röntgenzichtbaar). Niet vervaardigd met DEHP-weekmaker.
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
sku	1560064
Diameter sonde	Ch 10
Kleur	Zwart
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos