

1533169 - Surflo™ I.V. katheter - 20G x 51 mm - roze - 50 st



Beschrijving

Terumo Surflo™ I.V. katheter is gemaakt uit hoogwaardige materialen om een veilige toediening te garanderen.

Het ontwerp zorgt tijdens het prikken dat dit veilig en vlot verloopt, en dat de naald stabiel is bij het prikken.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+OX2051C1
Samenstelling	• Katheter: ETFE + BASO4 • Katheterhub: polypropyleen + master batch • Afdichtpen: roestvrij staal • Canule (inwendige naald): roestvrij staal • Naaldhub: polycarbonaat • Filter: polyester - vinyl kunsthars • Verpakkingshuls: polypropyleen • Dop: polypropyleen + kleurconcentraat
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Debiet	55 milliliter per minute
Interne diameter katheter	0.8 mm
Externe diameter katheter	1.1 mm
sku	1533169
Veiligheidsmechanisme	Nee
Veiligheidsnaald	Nee
Afmeting	20G x 51 mm
Afmeting in mm	1,1 x 51 mm
Kleur	Roze
Sterilisatie methode	Radiatie
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos