

1102302 - Surecan® - portnaalden met vleugels - Y-site - leiding 20 cm met klem - 22G x 25 mm - grijs - 1 x 15 st



Beschrijving

Gevleugelde Surecan® non-coring access port naalden met flexibele vleugels zijn geïndiceerd voor langdurige infusie. Het ontwerp van de schuine kant maakt gemakkelijke penetratie van de naald in het septum mogelijk, terwijl coring wordt voorkomen en het sluiten van het septum na verwijdering van de naald wordt vergemakkelijkt.

- Gebruik voor langdurige infusie
- Flexibele bevestigingsvleugels vergemakkelijken het prikken en fixatie
- PVC-vrije verlenglijn met klem
- Buislengte canule tot connector: 200 +/- 10 mm
- Y-stuk als injectie-optie
- Steriel

Specificaties

Merk	Braun
Steriel	Ja
Lengte naald	25 mm
Diameter naald	0.7 mm
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1102302
Afmeting	22G x 25 mm
Kleur	Grijs
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk